


HOUSE OF HAEMOSTATS

EQUIMEDICAL®




HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES





EQUICEL® gel & laparo

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro. Presentación en forma de gel, listo para ser utilizado.



- Estéril.
- En forma de gel, derivado del polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- No agranda su tamaño.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se aplica directamente de la jeringa.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p. caja
EQL-03	EC 11	3,0 ml	5
EQL-06	EC 12	6,0 ml	5
EQG-03	EC 13	3,0 ml	5
EQG-06	EC 14	6,0 ml	5

Equicel Laparo (con aplicador), Gel (sin aplicador).
Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.


Equicel Gel – Equicel Laparo no necesita ser preparado, y como tal, se aplica directamente desde su envase.

Equicel Laparo es Equicel Gel con un aplicador de 30cm y gracias a su aplicador, se puede utilizar para tratar puntos de difícil acceso. Equicel Laparo fue diseñado especialmente para cirugías laparoscópicas.

Equicel Gel y Equicel Laparo 3ml contiene en forma de gel 2,4 gramos de polvo, así como Equicel Gel y Equicel Laparo 6ml contiene en forma de gel 4,8 gramos de polvo.

EQUICEL® powder

Celulosa oxidada regenerada con efecto hemostático y con un valor de pH neutro. Presentación en forma de polvo, listo para ser utilizado.



- Estéril.
- En forma de polvo.
- Adecuado para todo tipo de cirugía.
- Vida útil: 5 años desde su fabricación.
- Rápido efecto hemostático (2 a 4 minutos).
- Se absorbe totalmente por reabsorción enzimática e hidrólisis.
- No presenta reacciones en tejidos ni hipersensibilidad.
- Se aplica directamente del envase en seco.
- pH neutro: no inactiva la trombina ni otros medicamentos
- Bactericida independientemente comprobado contra MRSA, MRSE, VRE y PRSP.
- Tiempo de reabsorción: 4-6 días en contacto con sangre.

Código	Código	Medidas	U.p. caja
EQP-01	EC 9	1 gram	5
EQP-02	EC 10	2 gram	5
EQP-03	EC 26	3 gram	4

Medidas principales mencionadas, otras medidas disponibles a pedido.

Equicel Powder no necesita ser preparado, y como tal, se aplica directamente desde su envase. Equicel Powder se debe utilizar seco. Gracias a su aplicador, se puede utilizar para tratar puntos de difícil acceso.

Equicel Powder se utiliza de manera complementaria en procedimientos quirúrgicos para facilitar el control de hemorragias en capilares, venas y pequeñas arterias cuando ligaduras u otros métodos convencionales de control son impracticables o ineficaces. Equicel está indicado para todo tipo de procedimiento quirúrgico, por ej. cirugía plástica, operaciones del hígado y la vesícula biliar, operaciones ginecológicas, simpatectomía torácica y abdominal, neurocirugía, operaciones del cerebro especiales y aneurismas, operaciones de tiroides, trasplantes de piel, tratamiento de lesiones superficiales.